



LIGHTSHEER

This is how confidence feels



LightSheer® QUATTRO™

Érezd a Lumenis szőrtelenítésével
járó magabiztosságot

Nem csupán technológiát alkotunk, bizalmat is építünk!

Amit teszünk, megváltoztatja az emberek önmagukról alkotott képét.
Nem csupán a nemkívánatos szőrszálakat távolítjuk el, hanem kétségeket és aggodalmakat is,
sőt a gátat, mely az emberek és lehetőségeik között áll.
Megalkotjuk, megtervezzük és megvalósítjuk a magabiztosságot.

Ilyen érzés a **magabiztosság!**



Elégedett páciensek, növekvő üzlet.

A lézeres szőrtelenítés az egyik legkeresettebb nem-invazív esztétikai kezelés nők és férfiak számára egyaránt. Egyre több, különböző etnikai háttérrel rendelkező ember keresi a tartós szőrtelenítést és olyan kezelést keresnek, amely hatékony, gyors és kényelmes.

A lézeres szőrtelenítés vonzza a pácienseket a klinikákra és kiváló ugródeszkaként szolgál számukra az Esztétikai Bőrgyógyászat Világába.

A LightSheer QUATTRO segítségével személyre szabhatja a páciensek kezelését figyelmet fordítva az egyedi szőrtípusra, bőrtípusra (beleértve a sötétebb és napbarnított bőrt) és életmódra – ezáltal szélesebb célcsoportt válik elérhetővé!



Bármilyen bőrtípus
kezelhető 805 nm &
1060 nm
hullámhosszon



Bővíthető és skálázható



Szállítható és kompakt
helyigényű



Sokoldalú kezelés
pigmentált és érrendszeri
léziók esetében is



Ön magabiztos lehet a technológiánk felől.

Kezeljen MINDEN BŐRTÍPUST
805 nm-es vagy 1060 nm-es
hullámhosszon

A nagyszerű klinikai eredmények a LightSheer QUATTRO diódlézerrel kezdődnek, mely két fejlett technológiát ötvöz: a HS (High Speed) nagysebességű vákuum-asszisztált technológiát és a ChillTip™ integrált kontakthűtési technológiát

Nagysebességű Vákuum-asszisztált Technológia



Hatékonyság²

A lézereenergia hatékonyabban alkalmazható.



Biztonság²

Impulzusonként alacsonyabb energiasűrűsége van szükség.



Csökkentett fájdalomérzet¹


Egyedülálló mechanizmus csökkenti a fájdalmat.



Kezelési idő^{1,2}

Gyors alkalmazás gél vagy érzéstelenítés nélkül.

Hogyan működik?



HS Nagysebességű kezelőfej

22x35 mm

Egyedülálló fájdalomcsökkentő mechanizmust kínál és gél nélkül működik. Ideális nagyobb testfelületek gyors és kényelmes kezeléséhez.



Hatékonyság^{2,3}

A bőr összenyomása csökkenti a konkurens kromofórokat.



Biztonság³


Epidermális védelem a folyamatos zafír kontakthűtés révén.



Páciens komfort³

A folyamatos hűtés szignifikánsan növeli a komfortérzetet.

Hogyan működik?



XC

12x12 mm

Megoldást nyújt a nagyobb energiasűrűséget igénylő kis és nagy területekhez egyaránt.



ET

9x9 mm

Maximális precizitást igénylő kisebb területek kezeléséhez tervezték.

1 Ibrahim OA, Kilmer SL. Long-term clinical evaluation of an 800-nm long-pulsed diode laser with a large spot size and vacuum-assisted suction for hair removal. *Dermatol Surg.* 2012

2 Xia Y, Moore R, Cho S, Ross EV. Evaluation of the vacuum-assisted handpiece compared with the sapphire cooled handpiece of the 800-nm diode laser system for the use of hair removal and reduction. *J Cosmet Laser Ther.* 2010; 12: 264-268.

3 Campos, V. B., Dierckx, C. C., Farinelli, W. A., Lin, T. Y. D., Manuskhatti, W., & Anderson, R. R. (2000). Hair removal with an 800-nm pulsed diode laser. *Journal of the American Academy of Dermatology*, 43(3), 442-447.

Magabiztosak vagyunk az eredményeinket illetően, így Ön is az lehet.

A Lumenis LightSheer technológiáját számos klinikai tanulmány és szakmailag lektorált cikk validálta, és ügyfeink világszerte folyamatosan magasszintű páciens elégedettségről és megismételhető eredményekről számolnak be.

Lézeres szőrtelenítés, 805 nm hullámhossz



Pigmentális lézió kezelés, 805 nm hullámhossz



Ránctalanítás, 1060 nm hullámhossz



Lézeres szőrtelenítés, 1060 nm hullámhossz



Fénykép: 1. Mitchel Goldman, 2, 3. Lumenis Ltd. M.D. 4. Sushil Tahiliani, M.D. jóvoltából

Figyelmeztetések és kockázatok:

A kezelést nem szabad megkísérelni olyan betegeknél, akiknél a kezelési területen a következő állapotok állnak fenn: bármilyen aktív fertőzés, gyulladós bőrbetegségek, diszplázias nevi, tetoválások, aktív ajakherpesz, nyílt vágások vagy horzsolások, vírusos, gombás vagy bakteriális betegségek, vagy gyulladós hiperpigmentáció. A lézer leggyakoribb azonnali reakciói szőrtelenítésre, pigmentfoltok halványítására/sötétítésére, érrendszeri elváltozásokra és ráncok pigmentált elváltozásainak kezelésére az erythema, ödéma, perifollikuláris ödéma és perivaszkuláris ödéma, érfehérség, hiperpigmentáció és hipopigmentáció vagy a kezelt területek texturális változásai.

A kontraindikációk és kockázatok teljes listája a LightSheer QUATTRO használati útmutatójában található.

“
Ami a LightSheer®-t megkülönbözteti az az a magabiztosság, amelyet a szolgáltatóknak ad a páciensek kényelmes és rendkívül hatékony kezelésében. Ez teljes mértékben előnyös mind a szolgáltató, mind a páciens számára.”

Daniel P Friedmann, M.D


Utazása a Lumenis-szel még csak most kezdődik.

Azt szeretnénk, ha az Ön vállalkozása növekedne a LightSheer QUATTRO-val. Olyan támogató csomagot nyújtunk, amely biztosítja, hogy megkapja az összes szükséges képzést és a legfrissebb klinikai anyagokat. Közvetlen fogyasztói marketing tevékenységünk támogatja a márkát, hogy a LightSheer továbbra is a lézeres szőrtelenítéshez választott kezelés maradjon.



Lumenis Praxis Lokátor

Havonta több ezer ügyfél kutat ilyen kezeléseket végző szakemberek után. Segítsen, hogy Önt találják meg, azzal, hogy regisztrálja rendelőjét a Lumenis Praxis Lokátor oldalára. Közösségi médián hirdetjük magunkat, figyelemfelkeltő videókat készítünk és influencerkampányokban veszünk részt.



Lumenis online

Az ügyfeleinkben felmerülhet sok kérdés. A weboldalunk válaszokat biztosít számukra és megerősíti őket a megfelelő választásban.



Csapat oktatás

Telepítjük a rendszert és betanítjuk a kezeléseket végzőknek, hogyan mérjék fel a bőrtípust és bőrproblémákat, hogy a megfelelő terápiákat tudják biztosítani minden páciens számára. A kiváló klinikai tréningek során munkatársaink a megbízhatóságról fognak tanúskodni.




A Legértékesebb Erőforrás

Az elkötelezett kapcsolattartója csak egy e-mailre, üzenetre vagy hívásra van Öntől. Szeretnénk, ha a Lumenis csapat tagjának érezné magát. Minden tőlünk telhető megteszünk, hogy 24 órán belül válasszal tudjunk szolgálni a felmerülő kérdéseire.



Marketingelje Rendelőjét!

Lumenis kliensként hozzáférést biztosítunk a 'Lumenis Orvosi Portálhoz'. Itt különböző anyagokat talál majd, mint például broszúrák és plakátok. Szintén hozzáférést kap a gazdasági és klinikai termék információkhoz.



Kiterjedt Szerviz Hálózat

Elkötelezettek vagyunk, hogy magas minőségű, átfogó szervizt biztosítsunk az orvos-esztétikai gépeink alkalmazása során. A Lumenis szerviz biztosítja, hogy a gépekkel kapcsolatban nyugodt maradhat és a pácienseire fókuszálhat.